

SENZIMA

Logopedické a adaptívne pomôcky značiek TalkTools® a EazyHold®

Návod na použitie v slovenskom jazyku

Žuvacie trubičky v tvare písmena T (modrá, červená, žltá)

Chewy Tubes pomôžu naučiť žuvanie, hryzenie, normalizujú ústne návyky a základné perorálne motorické zručnosti.

Žuvacie trubičky v tvare písmena T sú terapeutickým nástrojom určeným na zvýšenie sily čeluste v ústnych motorických cvičeniach. Prinášajú vhodný orálno-senzorický vstup pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť spracovanie informácií zo zmyslov, u ktorých pretrvávajú sacie zlozvyky (cucanie palca, pitie s dojčeneckej fľaše), pre osoby s autistickými prejavmi, poruchami pozornosti a hyperaktivitou.

Návod na použitie: Vložte hrot trubičky, ako je znázornené na obrázku obalu produktu, do pravého alebo ľavého kútika úst, následne hrot trubičky položte na zadné stoličky a začnite nácvik hryzenia.

- Modrá, hladká, extra veľká trubička, v tvare T, rúrkovitá - tvrdá
- Červená, hladká, s veľkou trubičkou, v tvare T, rúrkovitá - tvrdá
- Žltá, hladká, s užšou trubičkou, v tvare T, rúrkovitá - mäkká
- Pre žuvanie a hryzenie, stimuláciu, eliminujú brúsenie zubov
- Opätovne použiteľné, odolné a ľahko čistiteľné
- Netoxické, bez latexu, olova, PVC a ftalátov



Vyrobené v USA, medicínsky stupeň, vyhovujúce FDA, bez obsahu olova, ftalátov, PVC, BPA či latexu.
Dovozca a predajca: Serenity, s.r.o. | Hurbanovo nám. 1 | Bratislava 811 06

SENZIMA

Prevádzkovateľ obchodu
Serenity, s.r.o.
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava
IČO: 44177364
DIČ: 2022615650
IČ DPH: SK2022615650

Odborné miesto
SENZIMA.sk
Krajinská 32
921 01 Piešťany
E: obchod@senzima.sk
T: +421 (0)33 39 19 058
Po-Pi: 9:00 – 14:00

www.senzima.sk